

Notice d'utilisation abrégée

Spotchem EZ SP-4430

- 1** Sortir les réactifs du réfrigérateur le matin et laisser reposer env. 20 minutes avant la première analyse. Les réactifs doivent être à température ambiante pour les analyses.
- 2** Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « On » située à l'arrière. (Temps de chauffe env. 4 min.)
- 3** L'écran affiche : 1. Mesure / 2. Submenu / 3. Calibrer.
- 4** Pour des mesures, sélectionner la touche « 1 » Mesurer (l'appareil est maintenant en mode veille et la porte avant s'ouvre).
- 5** Au cas où l'identification patient est requise : sélectionner la touche « 1 » pour saisir l'ID. Saisir le numéro requis directement ou saisir le nom du patient en appuyant plusieurs fois sur les touches et confirmer avec « Ok ».
- 6** **Type d'échantillon :**
Verser **le sang complet (veineux ou capillaire)** dans la coupelle correspondante (contenance 250 µl (+/- 10 µl)).
Attention : évitez les gouttes de sang sur le bord supérieur du récipient! Placer la coupelle dans la centrifugeuse de l'appareil, placer l'anneau de centrifugation.

Verser **le sérum** dans la coupelle à échantillon correspondante (Le niveau doit se situer entre les deux repères). Placer la coupelle dans l'emplacement prévu (à droite de la centrifugeuse).
- 7** Insérer la pointe bleue de la pipette dans l'emplacement prévu (à droite de la centrifugeuse). Une pointe par patient suffit.
- 8** Sortir les bandelettes individuelles ou multiples du film protecteur et insérer les bandelettes individuelles dans les positions S1-S3 et les bandelettes multiples transversalement à côté.
- 9** Appuyer sur la touche « Start ». L'appareil effectue les analyses entièrement automatiquement jusqu'à l'impression des résultats. Une fois la mesure terminée, la porte avant s'ouvre. Les bandelettes et le matériel d'échantillon peuvent alors être retirés. Insérer les bandelettes multiples transversalement à côté.
- 10** Le soir, éteindre l'appareil en appuyant sur la touche située à l'arrière et conserver les réactifs au réfrigérateur pendant la nuit.

Calibrage par carte magnétique

Spotchem EZ SP-4430

Lors de l'utilisation d'une nouvelle boîte de bandelettes, il faut d'abord lire la carte de calibrage jointe.

- 1** A l'allumage de l'appareil, l'écran affiche :
1. Mesurer / 2. Menu sub. / 3. Calibrer.
- 2** Actionner la touche « 3 » pour le calibrage.
- 3** A l'écran s'affiche : 1. Carte / 2. Cal. /
3. Information.
- 4** Appuyer sur la touche « 1 » pour « Carte »,
la porte avant s'ouvre.
- 5** L'écran affiche : insérer la carte.
- 6** Faire glisser la carte requise d'abord avec
la face No. 1 dans la fente de lecture
(au-dessus de l'écran, de la gauche vers
la droite).
- 7** L'écran affiche : « la même raie ».
- 8** Passer la carte à nouveau dans le lecteur
exactement comme décrit au point 6.
- 9** L'écran affiche : « une autre raie ».
- 10** Retourner la carte et la passer 2 fois dans
le lecteur comme décrit ci-dessus.
- 11** Le nouveau No. de lot des bandelettes
correspondantes a été lu et peut
être utilisé.
- 12** Retour au menu principal avec 2 × Stop.

