



# Suivi des modifications TIQCon QD v1.3.0

Mise à jour du dimanche 15 mars 2020

## 1. PDF multi paramètres

- Il est désormais possible d'avoir sur un seul PDF :
  - ✓ L'ensemble des graphiques Levey-Jennings (1 niveau) pour tous les paramètres d'un automate.
  - ✓ L'ensemble des graphiques Levey-Jennings (2 ou 3 niveaux) pour tous les paramètres d'un automate
- Pour cela, à l'ouverture d'un graphique, cliquez sur le bouton « PDF », indiquez l'adresse mail, le mot de passe et éventuellement un commentaire puis « Sauvegarder »
- Vous recevrez le « PDF multi-paramètres » quelques minutes plus tard sur l'adresse mail indiquée précédemment.



## 2. Menu Statistiques mensuelles vs SFBC - Erreur Totale 50/90 et Incertitude 50/90


Dans ce menu :

- L'Erreur Totale pour chaque paramètre est comparée à l'Erreur Totale 50/90
  - ✓ Losange vert : l'Erreur Totale est < à l'ET50
  - ✓ Losange jaune : l'Erreur Totale est comprise entre l'ET50 et l'ET90
  - ✓ Losange rouge : l'Erreur Totale est > à l'ET90
- L'incertitude de mesure est également ajoutée à ce rapport
- Les valeurs de l'ET 50/90 et l'IM 50/90 sont affichées en passant la souris sur les losanges ou sur les valeurs de l'IM

Analyse	Unité	Mois	Moyenne	DS	N	CV	RCV	Biais/VC	Biais/GP	ET	ET50 : 2.889 %	ET90 : 4.108 %	U(K=2) %	IET	LB	LF
CA	mmol/l	1/2020	2.269	0.028	82	1.25 %	0.78	0.86 %	0.57 %	2.63 %			2.58 %	0.35		
CA	mmol/l	12/2019	2.250	0.031	84	1.40 %	0.89	-0.02 %	-0.30 %	2.61 %			2.82 %	-0.19		
CA	mmol/l	11/2019	2.258	0.026	78	1.13 %	0.69	0.35 %	0.01 %	1.87 %			2.27 %	-0.33		
CA	mmol/l	10/2019	2.244	0.024	104	1.09 %	0.65	-0.26 %	-0.54 %	2.34 %			2.27 %	-0.33		
CA	mmol/l	9/2019	2.268	0.031	79	1.39 %	0.84	0.78 %	0.48 %	2.77 %			2.83 %	0.29		
CA	mmol/l	8/2019	2.259	0.024	80	1.07 %	0.66	0.41 %	0.25 %	2.02 %			2.16 %	0.15		
CA	mmol/l	7/2019	2.252	0.031	88	1.36 %	0.85	0.08 %	-0.02 %	2.26 %			2.71 %	-0.01		
CA	mmol/l	6/2019	2.248	0.025	70	1.11 %	0.71	-0.08 %	-0.21 %	2.05 %			2.24 %	-0.13		


## 3. Menu Incertitude de mesure

- L'IM50 et l'IM90 sont affichées en passant la souris sur les valeurs de l'incertitude calculée
- Sur le graphique, le tiret jaune représente l'IM du laboratoire, le tiret noir représente l'IM50 et la partie extrême droite l'IM90



#### 4. Menu Diagramme de décision

- Il est désormais possible d'avoir sur un seul PDF l'ensemble des « Diagrammes de décision » pour l'ensemble des automates du laboratoire
- Pour cela, à l'ouverture d'un graphique, cliquez sur le bouton « PDF », indiquez l'adresse mail, le mot de passe et éventuellement un commentaire puis « Sauvegarder »
- Pour avoir les graphiques avant la fin du mois, Il suffit de sélectionner « Utiliser les statistiques des 30 derniers jours »
- Le PDF sera envoyé quelques minutes plus tard à l'adresse mail indiquée le temps d'être compilé en tâche de fond



## 5. Critères biologiques et comparaisons journalières critiques


- Il est désormais possible d'indiquer ses propres critères biologiques en % pour chaque paramètre
- Ces critères biologiques sont utilisés lors de la comparaison journalière intra-site et peuvent permettre de justifier de continuer à travailler même lorsque deux résultats de contrôles sont alarmés par les alarmes 2,8 DS ou 4,24 DS
- Le biais calculé entre deux résultats sera surligné en rouge s'il dépasse les critères biologiques

Paramétrage - Objectifs analytiques du laboratoire

### Objectifs analytiques du laboratoire

Ajout d'un nouveau critère laboratoire PDF

Système	Analyse	Niveau	CV	Biais	ET	Critères biologiques	
Sera	A-FETOPROTEINE	B	5.1	9.098	17.513	-	
Sera	A-FETOPROTEINE	A	4.71	14.124	21.8955	-	
Sera	ALBUMIN	B	2.78	8.5665	13.1535	4 %	
Sera	ALBUMIN	A	3.33	6.7775	12.272	4 %	
Urine	ALBUMIN U	A	8.2	8.9	22.43	-	
Urine	ALBUMIN U	B	7.8	8	20.87	-	
Sera	ALKALINE PHOSPHATASE	A	4.15	5.9905	12.838	-	
Sera	ALKALINE PHOSPHATASE	B	3.42	6.3815	12.0245	-	



## 6. Comparaisons journalières critiques inter-sites

- La comparaison journalière critique inter-sites est désormais disponible
- Choisir la date de son choix sur les 30 derniers jours
- Sélectionnez un site par son n° TIQcon pour avoir l'ensemble des paramètres concernés par cette comparaison critique
- Pastille orange : Biais > 2,8 DS
- Pastille Rouge : Biais > 4,24 DS

Chaîne de laboratoires - Comparaisons journalières critiques						
Analyse	Automate	Lot	Biais	Limite 2,8	Limite 4,24	
BICARBONATE	[2806001] B_Cobas 1 ↔ [2806001] B_Cobas 2	AEC-2 [403719]	3.90 ●	1.48	2.22	
BICARBONATE	[2806001] B_Cobas 1 ↔ [2806001] B_Cobas 2	AEC-1 [403718]	3.00 ●	1.02	1.53	
CHOLESTEROL TOTAL	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 2	PCM2 [250280]	6.96 ●	6.76	10.14	
CHOLESTEROL TOTAL	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 2	PCM1 [324196]	6.19 ●	4.07	6.10	
CREAU	[2806001] B_Cobas 1 ↔ [3036001] c503-Cobas-Pro-CE1	PBQL30 [L30]	15.18 ●	14.22	21.33	
GAMMA-GT	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 1	PCM1 [324196]	7.00 ●	2.39	3.59	
GAMMA-GT	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 2	PCM2 [250280]	40.00 ●	7.90	11.85	
GAMMA-GT	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 1	PCM2 [250280]	38.00 ●	7.30	10.95	
GAMMA-GT	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 2	PCM1 [324196]	7.00 ●	2.00	3.00	
HCG-BETA	[3036001] e801-Cobas-Pro-CE1 ↔ [3036001] e801-Cobas-Pro-CE2	PCU 2 [411866]	2.90 ●	1.80	2.70	
HDL -CHOLESTERIN	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 2	PCM1 [324196]	1.16 ●	0.96	1.44	
LIPASE	[3037001] A_c501 ↔ [2806001] B_Cobas 1	PCM2 [250280]	8.00 ●	7.17	10.76	
PHOSPHATE INORGANIC	[2806001] B_Cobas 2 ↔ [2806001] B_Cobas 1	PCM1 [324196]	0.06 ●	0.04	0.06	
PROT LCR	[3036001] c503-Cobas-Pro-CE1 ↔ [3036001] c503-Cobas-Pro-CE2	BioradLCR2 [56432]	43.00 ●	24.31	36.46	
TRIGLYCERIDE	[3036001] c503-Cobas-Pro-CE1 ↔ [3036001] c503-Cobas-Pro-CE2	PCM1 [324196]	5.31 ●	4.97	7.46	
TROPONIN T HIGH SENSITIV STAT	[3036001] e801-Cobas-Pro-CE1 ↔ [3036001] e801-Cobas-Pro-CE2	PCTN2 [422666]	117.00 ●	74.48	111.72	
U/CSF Total Protein	[2806001] B_Cobas 1 ↔ [3036001] c503-Cobas-Pro-CE1	PBQL30 [L30]	44.00 ●	29.26	43.88	
U/CSF Total Protein	[2806001] B_Cobas 1 ↔ [3036001] c503-Cobas-Pro-CE2	PBQL30 [L30]	48.00 ●	34.39	51.58	

● > Limite 2,8    ● > Limite 4,24