












Changement de l'unité d'une analyse

Pour changer d'unité, suivre la procédure suivante :

- Allez dans le menu « Paramétrage », « Analyses du laboratoire »
- Pour le paramètre choisi, cliquez sur le 
- Changer d'unité puis validez en cliquant sur la disquette 



CQ	SEQ	Système	Analyse	Méthode	ACN	Unité	Delta%	Réactif	Westgard	
<input checked="" type="checkbox"/>	30	5	Sera	ALBUMIN	IMMUNOTURB. GEN.2 SERUM, PLASMA	128	g/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input type="checkbox"/>	30	10	Sera	ALKALINE PHOSPHATASE	IFCC LIQUID (200 TESTS)	158	U/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input checked="" type="checkbox"/>	30	15	Sera	GPT - (ALT/ALAT)	IFCC WITH PYP SERUM, PLASMA	684	U/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input checked="" type="checkbox"/>	30	20	Sera	GOT - (AST/ASAT)	IFCC WITH PYP SERUM, PLASMA	686	U/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input type="checkbox"/>	30	25	Sera	BILIRUBIN TOTAL	DIAZO SPEZIAL STAT	62	mg/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input type="checkbox"/>	30	30	Sera	CALCIUM	5-NITRO 5-METHYL-BAPTA SERUM, PLASMA	698	mg/l	0	ROCHE	Global 
<input checked="" type="checkbox"/>	30	35	Sera	CHOLESTEROL TOTAL	CHOD-PAP ID/MS GEN .2 SERUM, PLASMA	798	g/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input checked="" type="checkbox"/>	30	40	Sera	C-REACTIVE PROTEIN	PART.ENH.IMM.TURB.GEN.3 SERUM, PLASMA	210	mg/l	0.00 %	ROCHE	Global 
<input type="checkbox"/>	30	45	Sera	CREATINEKINASE	IFCC, LIQUID	57	U/l	0.00 %	ROCHE	Global 