

Procédure d'ajout d'un nouveau test sur un contrôle existant

I. Ajout du nouveau test

- Allez dans « **Paramétrage** », « **Analyses du laboratoire** », sélectionnez un automate puis cliquez sur « **Chargement** ».
- Cliquez sur « **Ajouter plusieurs analyses** », sélectionnez le contrôle sur lequel vous souhaitez ajouter un test, cliquez sur « **Chargement** », la fenêtre suivante apparaît :
- Sélectionnez l'unité, cochez la case de droite puis « **Enregistrer ces paramètres** »


Analyse	Unité	ACN	Méthode	Selectionner
[ACP-T] ACID PHOSPHATASE TOTAL	U/l	21	1-NAPHTHYL PHOSPHATE GEN. 2	<input type="checkbox"/>
[GPROT] ACID ALPHA 1 GLYCOPROTEIN	g/l	229	IMM.-TURB. VER 2	<input checked="" type="checkbox"/>
[ATRYP] ALPHA 1-ANTITRYPSIN	mg/dl	48	IMMUNOTURBIDIMETRIC TEST GEN 2	<input type="checkbox"/>

II. Configuration de l'automate

Allez dans « **Paramétrage** », « **Configuration des automates** », choisir l'automate concerné puis OK.

- La/les analyse(s) ainsi créée(s) apparaissent de la façon suivante :

Lot	Analyse	ACN	Unité	Lot	Unité	Lot	Unité
30	GPROT / IMM.-TURB. VER 2	229	g/l	250280	229	229	
30	GPROT / IMM.-TURB. VER 2	229	g/l	324196	324196	229	

- Modifiez le **nom de l'analyse** et éventuellement le **numéro de lot**, en cliquant sur  afin qu'ils concordent **exactement** avec ceux renseignés dans le MPL et disponibles également dans le menu « **Entrée des données** », « **Analyses non configurées** ». Respectez les majuscules, les minuscules, les espaces et n'indiquez pas, dans le MPL et TIQCon, les 00, 01, 02, ... à la suite du numéro de lot.

Les nouveaux tests sur ce nouveau contrôle sont désormais installés et configurés dans TIQCon !