

BENCHMARK ULTRA



Technické údaje

Zákl. rozměry	hl. x š. x výš.	84 x 112 x158	[cm]
Hmotnost		250	[kg]
Příkon	vč. comp.	920	[VA]
Tepelné zát.	vč. comp.	1635/1550	kJ / BTU/h
Teplota v míst.		20 - 32	°C
Úroveň hluku	sb/op/max	70	dB
Dop. UPS		1500	[VA]

Podmínky systémového servisního zajištění BenchMark Ultra zahrnují:

- provedení (na základě doporučení výrobce) minimálně jedné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) ročně, a to včetně výměny předepsaného materiálu dle popisu BTK níže,
- provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení BenchMark Ultra do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, a to včetně výměny vadných dílů,
- dodání potřebných náhradních dílů k opravě,
- aplikační a školicí servis,
- modifikace mechanických částí BenchMark Ultra doporučené výrobcem,
- aktualizaci programového vybavení BenchMark Ultra,
- provedení bezpečnostní kontroly analyzátoru po každém servisním zásahu,
- dopravu a čas na cestě servisního technika na Místo plnění, jeho případné ubytování apod.

Popis BTK

Přípravné kroky:	
	Demontáž krytů
Kroky BTK:	
	Očištění Benchmark Ultra od prachu a kapalin, dekontaminace povrchu Výměna filtrů kapalin a kompresoru (06919111 Kit PM Universal BMK) Vyčištění a nastavení vortex mixerů Kontrola stavu kabelů, řemenů, ložisek Kontrola - nastavení tlaků Vyčištění odpadních hadic a filtru, kompletace Benchmark Ultra
Dokončovací a kontrolní kroky:	
	Kontrolní testy v diagnostickém sw Kontrola parametrů dávkování kapalin

Seznam materiálu pro BTK

06919111 Kit PM universal BMK		Výměna [ks]
05258677	Filter inline 18um	4
07007272	Filter inline welded 48um	3
06716318	Muffler air	1

Servisní dokumentace

- Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin, času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k BTK.
- Potvrzení o provedení BTK obsahuje datum provedení a termín příští BTK a na vyžádání odpovídající přílohy o provedení prací BTK a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025.
- Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti Benchmark Ultra v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.