

MAGNA PURE 96

Izolátor nukleových kyselin



Technické údaje

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Zákl. rozměry | hl. x šíř. výška | 81,5x137 100 | [cm] [cm] |
| Hmotnost | | 235 | [kg] |
| Příkon | vč. comp. | 450 | [VA] |
| Tepelné zát. | vč. comp. | 4200/4000/ | kJ / BTU/h |
| Teplota v míst. | | 15 - 32 | °C |
| Úroveň hluku | sb/op/max | 60 | dB |
| Dop. UPS | | 1500 | [VA] |

Podmínky systémového servisního zajištění Magna Pure 96 zahrnují:

- provedení (na základě doporučení výrobce) minimálně jedné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) ročně včetně výměny předepsaného materiálu, viz popis BTK níže,
- provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení Magna Pure 96 do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, včetně výměny vadných dílů,
- dodání potřebných náhradních dílů k opravě,
- aplikační a školicí servis,
- modifikace mechanických částí Magna Pure 96 doporučené výrobcem,
- aktualizaci programového vybavení Magna Pure 96,
- provedení bezpečnostní kontroly analyzátoru po každém servisním zásahu,
- dopravu a čas na cestě servisního technika na Místo plnění, jeho případné ubytování apod.

Popis BTK

| Přípravné kroky: | |
|--------------------------------|--|
| | Demontáž krytů |
| Kroky BTK: | |
| | Očištění Magna Pure 96 od prachu a dekontaminace Výměna dílů z maintenance kitu Kontrola stavu kabelů, řemenů, ložisek Vyčištění a namazání šnekových převodů Vyčištění a namazání pojezdů (X a Y) Kontrola stavu Magna Pure 96 Kompletace Magna Pure 96 |
| Dokončovací a kontrolní kroky: | |
| | Kontrolní testy v diagnostickém sw Reset čítače údržby |

Seznam materiálu pro BTK

| KIT MP96 06749887001 | | Výměna [ks] |
|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 06541127001 | MagNA Pure 96 Reagent Loop Unit | 4 |
| 06541194001 | MagNA Pure 96 Needle Set of 4 | 1 |
| 05449910001 | WASHSTATION NEEDLE COMPL.SET | 1 |
| 28127328001 | Lamp UVC 15W/24VDC | 2 |
| 05352975001 | TRAY WASTE INCLUDING FUNNEL | 1 |
| 28035792001 | FILTER ASSEMBLY 120 mm | 2 |
| 04686128001 | FILTER FAN | 1 |

Servisní dokumentace

- Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin, času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k BTK.
- Potvrzení o provedení BTK obsahuje datum provedení a termín příští BTK a na vyžádání odpovídající přílohy o provedení prací BTK a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025.
- Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti Magna Pure 96 v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.