



Technische Daten – cobas® click

Technische Daten¹

cobas® click Gerät

09355561190

Test und Kontrollen

Test	Materialnr.	
HbA1c	cobas® HbA1c Test Gen. 2, 20 Stck.	09200509190
Lipide (TC-TG-HDL-LDL)	cobas® Lipid Panel Gen. 2, 20 Stck.	09200495190
CRP	cobas® CRP Test Gen. 2, 20 Stck.	09200487190

Probenmaterial

Probentypen		
HbA1c	Kapillarblut, venöses EDTA-Vollblut	2,5 µl
Lipide (TC-TG-HDL-LDL)	Kapillarblut, venöses EDTA-Vollblut	17 µl
CRP	Kapillarblut oder -serum, venöses EDTA- und Lithiumheparin-Vollblut oder -Plasma	13 µl

Messbereich

HbA1c	20 – 130 mmol/mol (IFCC) oder 4 – 14 % (DCCT/NGSP)
Lipide	TC: 50 – 500 mg/dl TG: 45 – 650 mg/dl HDL: 15 – 100 mg/dl
CRP	3 – 400 mg/l oder 0,30 – 40,0 mg/dl

Lagerung und Haltbarkeit der Tests

Lager-temperatur	2 – 30 °C
------------------	-----------

1 Roche Diagnostics International Ltd.cobas® click User Assistance. (v1.0). 2025.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und COBAS CLICK sind Marken von Roche.
© 2026 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0726

	Materialnr.	Einheiten der Ergebnisse
cobas® HbA1c Kontrolle Gen. 2	09355537190	mmol/mol, %
cobas® Lipid Kontrolle Gen. 2	09355545190	mg/dl, mmol/l
cobas® CRP Kontrolle Gen. 2	09355553190	mg/l, mg/dl

Technische Daten

Bildschirm	Touchscreen
Speicher	5 000 Patiententestergebnisse 3 000 Benutzerinformationen 3 000 Patienteninformationen 500 Ergebnisse Qualitätskontrolle
Datenübertragung und -konnektivität	USB-Anschluss für PC USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker RJ45-Schnittstelle für LAN WLAN-Modul (integriert)
Messzeit	HbA1c: < 6 min Lipide: < 6 min CRP: < 4 min
Automatisches Herunterfahren	Programmierbar, 1 – 999 Minuten
Automatische Abmeldung	Programmierbar, 1 – 60 Minuten
Sperrtests umgehen	Programmierbar, 1 – 9 Tests
Abmessungen	135 × 184 × 234 mm
Gewicht	2,0 kg (ohne Netzteil)
Geräuschemission	Max. 65 dB (A)

Systembetriebsbedingungen

Systemwartungen	Keine Wartung, außer Reinigung und Desinfektion
Temperaturbereich	15 – 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 – 85 % (keine Kondensation)
Maximale Höhe	3 000 m

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://go.roche.com/cobas-click.de>

