

Liebe Kundinnen
und Kunden,

ab sofort können Sie Ihr **cobas®** b 101
Gerät auch weiterhin nutzen!

Eine neue Generation Test Discs für das **cobas®** b 101 System
ist da: Die neuen **cobas®** click Discs überzeugen mit ver-
besserter Performance und liefern zuverlässige Ergebnisse.



cobas® click Test-Discs
für HbA1c, Lipide und CRP



Um die neuen **cobas® click Discs** auf Ihrem **cobas® b 101** Gerät nutzen zu können, bedarf es lediglich eines Software-Updates auf die SW-Version 3.0.0. Das Update können Sie in nur wenigen Minuten in einfachen Schritten auf Ihrem **cobas® b 101** System installieren.

Die neuen Discs sowie die zugehörigen Kontrollen sind ab sofort unter den folgenden Artikelnummern verfügbar:


Produktname	Artikel-Nr.	bisherige Artikel-Nr. cobas® b 101 Tests & Kontrollen
cobas® click Test Discs		cobas® b 101 Test Discs
cobas® click CRP Test Gen. 2	09200487190	08024669190
cobas® click HbA1c Test Gen. 2	09200509190	08038694190
cobas® click Lipid Panel Gen. 2	09200495190	06380115190
cobas® click Kontrollen		cobas b 101 Kontrollen
cobas® click CRP Control Gen. 2	09355553190	08024723190
cobas® click HbA1c Control Gen. 2	09355537190	06380204190
cobas® click Lipid Control Gen. 2	09355545190	06380182190

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick.

Alle Discs:

✓ Verbesserte Ansaugspitze der Disc.

Die Discs können von allen Seiten her auf den Blutstropfen aufgesetzt werden:



✓ Nur noch ein Click zum Schließen

✓ Angepasste Packungsgröße:

Neu mit 20 statt 10 Test-Discs pro Packung

Lipid Discs:

✓ Neue Ausfallsicherungs-Methode für Triglyceride.

Erkennt störende Substanzen wie Handcremereste an der Blutentnahmestelle und korrigiert den TG-Wert. Bei zu starker, nicht korrigierbarer Störung wird ein Messfehler angezeigt. Zudem reduzierte Probengröße auf 17 μL (statt wie bisher 19 μL).¹

HbA1c Discs:

✓ Verbesserte HbA1c-Leistung: Reduzierte Interferenzen durch Hb-Varianten²

CRP Discs:

✓ Keine Anpassung der Performance

¹ Roche Diagnostics International Ltd. cobas® click Lipid Panel Gen. 2 Method Sheet.

² Roche Diagnostics International Ltd. cobas® click HbA1c Test Gen. 2 Method Sheet.



cobas® click System

Wir freuen uns, Ihnen neben den neuen cobas® click Discs, auch das neue cobas® click Gerät vorzustellen, den Nachfolger des cobas® b 101 Systems.

- ✓ Integrierter Barcode-Scanner
- ✓ Verbesserte Konnektivität
- ✓ Verbesserter Touchscreen für eine einfachere Bedienung
- ✓ Größere Speicherkapazität

Bei Fragen zu dem cobas® click System oder zum **Software-Update** für das cobas® b 101 Gerät wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihren zuständigen **medizinischen Fach-/ Laborfachhandel** oder direkt an unser **Roche Support-Team** per Email unter hospoc-support.de@roche.com oder telefonisch unter der Rufnummer **0621 759-79309**.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und COBAS CLICK
sind Marken von Roche.
© 2026 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0726

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://go.roche.com/cobas-click.de>

