



ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ

SARS-CoV-2やインフルエンザを迅速測定。

マイクロ流体法によるイムノアッセイにより、SARS-CoV-2やインフルエンザの感染の有無を速やかに確認することが可能に。鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液検体により約12分で測定可能で、診断の補助に役立ちます。

 **迅速測定:** わずか約12分で正確な測定結果を報告


 **ポータブル:** 小型でシンプルのため持ち運びが簡単。
必要な場所で必要な時に測定可能

 **シンプルなワークフロー:** 鼻腔ぬぐい液/鼻咽頭ぬぐい液で測定

 **保管が簡単:** 冷蔵保存の必要がなく2〜30℃で
保存が可能



測定方法



ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ 製品仕様

測定原理	マイクロ流体免疫蛍光法
検体種	鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液
測定時間	約12分
保存条件	2℃～30℃

○臨床性能(既承認RT-PCR法との比較) SARS-CoV-2 Ag(鼻咽頭ぬぐい液)

	SARS-CoV-2
陽性一致率	97.5%
陰性一致率	97.7%

ルミラ・SARS-CoV-2 Ag 添付文書より

ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ 製品仕様

測定原理	マイクロ流体免疫蛍光法
検体種	鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液
測定時間	約12分
保存条件	2℃～30℃

○臨床性能(既承認法との比較) SARS-CoV-2 & FluA/B(鼻腔ぬぐい液)

	SARS-CoV-2 (RT-PCR法との比較)	Flu A (イムノクロマト法との比較)	Flu B (イムノクロマト法との比較)
陽性一致率	95.5%	100%	90.9%
陰性一致率	96.3%	100%	100%

ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B 添付文書より

ルミラ 測定機器

「ルミラ 測定機器」は、次世代のポイントオブケアシステムです。小型で持ち運び可能な機器本体とマイクロ流体技術のテストストリップにより標準化されたワークフローを実現。さらに、「コネクタハブ」を介して電子カルテとのデータ連携が可能です。

■ 製品一覧

	統一商品コード	製品名	承認・認証番号等	包装
本体	518-636838	ルミラ 測定機器	13B1X00201000101	1台
テストストリップ	518-636968	ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ	30300EZ00004000	24テスト
	518-636982	ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ	30400EZ000032000	24テスト
	518-636913	ルミラ・HbA1c テストストリップ	13E1X80206000215	24テスト
	518-636906	ルミラ・CRP テストストリップ	13E1X80206000214	24テスト
	518-636937	ルミラ・NT-proBNP テストストリップ	306AIEZX00001000	12テスト

References ルミラ・SARS-CoV-2 Ag 添付文書
ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B 添付文書



Published by

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

<https://www.roche-diagnostics.jp> ☎0120-642-860