



ルミラ・NT-proBNP テストストリップ

わずか1滴の血液で、NT-proBNPを測定。

ロシュのマイクロ流体免疫蛍光法による測定は、静脈採血を必要とせず指先穿刺検体や静脈全血検体、血漿検体でNT-proBNPの測定が可能。わずか12分で結果を報告。心不全の診断と病態把握に役立ちます。

 **迅速測定:** わずか12分で正確な測定結果を報告

 **ポータブル:** 小型でシンプルのため持ち運びが簡単。
必要な場所で必要な時に測定可能

 **シンプルなワークフロー:** 指先の血液1滴でも
NT-proBNPを測定可能

 **保管が簡単:** 冷蔵保存の必要がなく2~30℃で
保存が可能



測定方法



ルミラ・NT-proBNP テストストリップ 製品仕様

測定原理	マイクロ流体免疫蛍光法
検体種	指先穿刺血、 静脈全血（ヘパリンリチウム）、または血漿（ヘパリンリチウム）
検体量	約20μL
測定時間	約12分
正確性	≤12%CV
測定範囲	50～9000pg/mL(ng/L)
保存条件	2～30℃

●血液サンプルのHt値の許容範囲(15-55%)

ルミラ 測定機器

「ルミラ 測定機器」は、次世代のポイントオブケアシステムです。
小型で持ち運び可能な機器本体とマイクロ流体技術のテストストリップにより
標準化されたワークフローを実現。さらに、「コネクタハブ」を介して
電子カルテとのデータ連携が可能です。

■ 製品一覧

	統一商品コード	製品名	承認・認証番号等	包装
本体	518-636838	ルミラ 測定機器	13B1X00201000101	1台
テストストリップ	518-636968	ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ	30300EZ00004000	24テスト
	518-636982	ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ	30400EZ000032000	24テスト
	518-636913	ルミラ・HbA1c テストストリップ	13E1X80206000215	24テスト
	518-636906	ルミラ・CRP テストストリップ	13E1X80206000214	24テスト
	518-636937	ルミラ・NT-proBNP テストストリップ	306AIEZX00001000	12テスト

References

ルミラ・NT-proBNP テストストリップ添付文書



Published by

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

<https://www.roche-diagnostics.jp> ☎0120-642-860