


## **Sistema pre-analitico cobas p 312**

*Automazione compatta per la massima efficienza*





# Automazione personalizzata di laboratorio

*Massimizzare l'efficienza dei test e il valore medico*



Le soluzioni Roche per l'automazione di laboratorio garantiscono la qualità e l'affidabilità che vi attendete, con la personalizzazione necessaria, indipendentemente dal volume analitico che il vostro laboratorio deve gestire.





### 1. Automazione virtuale

Per ottenere il controllo necessario, garantendo la qualità e l'efficienza in tutto il laboratorio, l'automazione virtuale offre la possibilità di monitorare i campi e ridurre le attività manuali attraverso le soluzioni **cobas® IT**.

### 2. Automazione standalone

Le attività pre/post-analitiche sono automatizzate e offrono la massima efficienza grazie alla flessibilità delle soluzioni standalone. Le fasi manuali di laboratorio si riducono significativamente, migliorando la gestione degli errori, la sicurezza e la qualità del processo.

### 3. Automazione integrata

Oltre ad avere tutti i vantaggi dell'automazione standalone, l'automazione integrata offre anche il trasporto diretto dei campioni agli analizzatori. Il collegamento fisico di diversi strumenti consente la massima predittività dei risultati analitici.




# Sistema pre-analitico cobas p 312

## *Automazione compatta per la massima efficienza*



**Compatto**  
Automatizza i processi di laboratorio in meno di 1 m<sup>2</sup>

**Flessibile**  
Si adatta alle esigenze di laboratorio




**Sicuro**  
Automazione convalidata per la conformità alla cross-contaminazione

**Facile**  
Consente il controllo e la tracciabilità del processo di laboratorio

**Compatto –  
Maggior efficienza in uno spazio minimo**

Il Sistema pre-analitico cobas p 312 è una soluzione standalone che offre il massimo dell'efficienza in uno spazio ridotto.

- + Produttività: 450 tubi/ora
  - + Registrazione campioni
  - + Stappatura
  - + Ordinamento
  - + Archiviazione
- 
- = 1 m<sup>2</sup>



**Flessibile –  
Unico punto di ingresso per tutti i tipi di tubi**

Grazie al comodo punto di carico, cobas p 312 ha un unico punto di ingresso che riduce la complessità. Non serve ruotare manualmente il barcode nella corretta posizione di lettura.

cobas p 312 processa simultaneamente:

- tubi di diverso tipo
- tubi di diverse altezze
- tubi di diverso diametro



# Sistema pre-analitico cobas p 312

## *Una scelta sicura per standardizzare il processo di laboratorio*



### Sicuro –

Convalidato per la conformità alla cross-contaminazione

cobas p 312 è convalidato per la Sierologia e per la Diagnostica Molecolare.

Laboratorio clinico

Laboratorio di virologia NAT

Laboratorio per lo screening del sangue

L'automazione Roche è convalidata per la conformità alla cross-contaminazione

Facile – Processo di laboratorio standardizzato e completamente tracciabile

La standardizzazione dei processi di laboratorio è la chiave per risultati sicuri e consistenti, mentre riduce gli errori.

Chimica

Immunochimica

Ematologia

Coagulazione

Analisi delle urine

Diagnostica Molecolare

Una soluzione compatibile con tutte le discipline







---

COBAS® è un marchio Roche.

© 2017 Roche

Roche Diagnostics SpA  
Viale G.B. Stucchi, 110  
20900 Monza (MB)

[www.cobas.roche.com](http://www.cobas.roche.com)

cobas p 312  
è un dispositivo medico-diagnostico in vitro CE



Roche Diagnostics SpA  
Viale G.B. Stucchi, 110  
20900 Monza (MB)

**cobas**®