

Spotchem EZ SP-4430

Analyseur de chimie sèche - le petit appareil polyvalent et efficace

Rapide

Analyse entièrement automatique jusqu' à 9 paramètres simultanément

Facile

Analyses à partir de sérum, plasma ou sang total

Polyvalent

Bandelettes des tests individuels et profils (bandelettes multi-tests)

Maniable

Manipulation facile & taille compacte

Fiable

Calibration par carte magnétique



Paramètres

Bandelettes de tests individuels

Albumine	■
ALP	■
ALT/GPT	■
AST/GOT	■
Amylase	■
Calcium	■
Créatine kinase	■
Créatinine	■
Fructosamine	■
GGT	■
Glucose	■
HDL	■
Phosphore	■
LDH	■
Magnésium	■
Bilirubine totale	■
Cholestérol totale	■
Triglycérides	■
Protéines totales	■
Acide urique	■
Urée	■

Bandelettes multi-tests

	Foie	Panel-1	Kenshin	Rein	Panel-V
Albumine	■			■	
ALP					■
ALT/GPT	■	■	■		■
Amylase					
AST/GOT	■	■	■		
Calcium					
Créatine kinase					
Créatinine				■	■
Fructosamin					
GGT			■		
Glucose		■			■
HDL			■		
Phosphore					
LDH	■				
Magnésium					
Bilirubine totale	■	■			
Cholestérol totale		■	■		
Triglycérides			■		
Protéines totales	■			■	■
Acide urique				■	
Urée		■		■	■

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Traitement des échantillons	mode de prélèvement complètement automatisé ; lors de l'usage de sang total, centrifugeuse automatisée intégrée
Gestion des données	identification des patients et des échantillons intégrée
Type d'échantillon	sang total, sérum, plasma
Volume de l'échantillon	4 à 6 µl par analyse
Contrôle de qualité	tous les paramètres via le sérum de contrôle
Principe de mesure	chimie sèche photométrique
Temps de chauffe	10 minutes (25°C)
Calibration	via une carte magnétique
Débit d'analyse	jusqu'à 63 analyses/heure
Dimensions / poids	33,8 cm × 20,3 cm × 16,7 cm / 5,4 kg
Ecran	écran LCD
Imprimante	intégrée
Interface	RS-232C, connexion intégrée
Lecteur de code-barres	jusqu'à 100 mesures
Conditions de fonctionnement	température : 10°C à 30°C, humidité de l'air : 20 % à 80 %



ARKRAY, Inc.
JP-604-8153, Kyoto
arkray.co.jp

Publié par
Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz

+41 41 799 6100
diagnostics.roche.com