

cobas® infinity POC IT-Lösungen

Serverspezifikationen

Hardware Spezifikationen

	Klein z. B. Blutzuckersysteme	Gross z. B. Blutzucker und zusätzliche Blutgassysteme
HW-Architektur	64 bit	64 bit
OS	Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016	
CPU Kerne	4	8
CPU Performance (Min)	2 GHz	2 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	6 GB	8 GB
Netzwerkkarte	1	1
Festplatten-Speicher		
HD 1 System	60 GB	60 GB
HD 2 Database	200 GB	240 GB
HD 3 Backup, Journal	200 GB	240 GB

Diese Angaben dienen der Orientierung. Die finale Serverspezifikation erfolgt immer nach Rücksprache mit einem Roche-Servicetechniker.

Serversoftware Spezifikationen

	Software name	Softwareversion
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2/2016	Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit)
Datenbank- und App-Server	InterSystems Caché	2017.2.1.801.0
Webserver	IIS	6.0 oder höher
Framework	MS.NET Framework	Windows Server 2012 R2: 3.5 und 4.5.2 Windows Server 2016: 3.5 und 4.6
Silverlight	Silverlight	5.1.50901.0
Crystal Reports	Crystal Reports	2010

cobas® infinity POC IT-Lösungen

Client Desktop Spezifikationen

Hardware Spezifikationen

HW architecture	32/64 bit
CPU Performance	1.6 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB
Netzwerkkarte	1
Speicher	
HD 1 System	< 20 GB, minimum 1152x864
Monitor	65.536 colors

Software Spezifikationen

	Software	Version / Plattform
Betriebssystem	Microsoft Windows	
Silverlight	Silverlight	5.1.50901.0
Browser	Internet Explorer	11
PDF Reader	Acrobat Reader	8.0 oder höher
Excel	MS Excel	2003 mit Microsoft Office 2007 Compatibility patch oder höher
Fonts	Arial Unicode	Arial Unicode muss auf Clients mit nicht-westlichen Sprach-einstellungen (z.B. Thai oder Chinesisch) installiert werden

Tablet / Smartphone

Software Spezifikationen

	Software	Version / Plattform
Betriebssystem	iOS Android	Versionen 11 und 12 Versionen 5–8
Browser	Safari Google Chrome	

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
 Industriestrasse 7
 6343 Rotkreuz

diagnostics.roche.com/ch/poc-infinity