

Solutions IT POC cobas[®] infinity

Spécifications du serveur

Spécifications du matériel

	Petit par exemple dispositifs de mesure de la glycémie	Grand par exemple systèmes de mesure de la glycémie et de gazométrie sanguine supplémentaires
Architecture matériel	64 bits	64 bits
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016	
Cœurs de processeur	4	8
Performance processeur	2 GHz	2 GHz
Mémoire vive (RAM)	6 GB	8 GB
Carte réseau	1	1
Stockage sur disque dur		
HD 1 Système	60 GB	60 GB
HD 2 Base de données	200 GB	240 GB
HD 3 Sauvegarde, Journal	200 GB	240 GB

Ces données ne sont fournies qu'à titre indicatif. La configuration finale du serveur est toujours définie après consultation d'un technicien Roche.

Spécifications du logiciel serveur

	Nom du logiciel	Version du logiciel
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2/2016	Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits)
Serveur de base de données et d'applications	InterSystems Caché	2017.2.1.801.0
Serveur Web	IIS	6.0 ou supérieur
Framework	MS.NET Framework	Windows Server 2012 R2: 3.5 et 4.5.2 Windows Server 2016: 3.5 et 4.6
Silverlight	Silverlight	5.1.50901.0
Crystal Reports	Crystal Reports	2010

Solutions IT POC cobas® infinity

Spécifications du poste de travail client

Spécifications du matériel

Architecture du matériel	32/64 bits
Performances du processeur	1,6 GHz
Mémoire de travail (RAM)	512 MB
Carte réseau	1
Stockage	
Système HD 1	< 20 GB, minimum 1152x864
Ecran	65536 couleurs

Spécifications du logiciel

	Logiciel	Version / plate-forme
Système d'exploitation	Microsoft Windows	
Silverlight	Silverlight	5.1.50901.0
Navigateur	Internet Explorer	11
PDF Reader	Acrobat Reader	8.0 ou supérieur
Excel	MS Excel	2003 avec correctif de compatibilité Microsoft Office 2007 ou supérieur
Polices	Arial Unicode	Arial Unicode doit être installé sur les clients avec paramètres de langue non occidentales (par ex. thaï ou chinois)

Tablette / Smartphone

Spécifications du logiciel

	Logiciel	Version / plate-forme
Système d'exploitation	iOS Android	versions 11 et 12 versions 5-8
Navigateur	Safari Google Chrome	

Roche Diagnostics (Suisse) SA
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz

diagnostics.roche.com/ch/poc-infinity-fr