

Interferenzliste für Serumindices (SI)

Interpretation der Symbole

Pfeil Symbol	Richtung der Wiederfindung	Erklärung
↑	erhöhte Wiederfindung	Bei Überschreiten des Index Wertes wird der Analyt mehr als 10% zu hoch wiedergefunden
↓	erniedrigte Wiederfindung	Bei Überschreiten des Index-Wertes wird der Analyt mehr als 10% zu niedrig wiedergefunden
↑↓	Wiederfindung $\pm 10\%$ der ursprüngl. Konzentration	Bei Überschreiten des Index-Wertes kann der Analyt sowohl zu hoch als auch zu niedrig wiedergefunden werden
↔	variable Wiederfindung	Die Abweichung von der erwarteten Wiederfindung bleibt innerhalb von $\pm 10\%$