

Liste des interférences (SI)

Interprétation des symboles

Symbole flèche	Sens de la récupération	Explication
↑	Augmentation de la récupération	Si la valeur indice est dépassée, la récupération de l'analyte est trop élevée de plus de 10 %
↓	Diminution de la récupération	Si la valeur indice est dépassée, la récupération de l'analyte est trop basse de plus de 10 %
↑↓	Récupération variable	Si la valeur indice est dépassée, la récupération de l'analyte peut être aussi bien trop élevée que trop basse.*
↔	Récupération à ± 10 % de la concentration initiale	L'écart par rapport à la récupération attendue reste compris dans un intervalle de ± 10 %