



Definujte si vlastní aplikaci na analyzátor firmy Roche

Pro využívání reagensů a testů třetích stran na analyzátoch Roche je nutná jejich specifická konfigurace. Pomocí této e-sloužby máte kontrolu nad potřebnou konfigurací. Pro její využívání není zapotřebí žádná instalace, e-sloužba využívá centrální data management systému.

Služba je dostupná pro vybrané analyzátohy:

cobas[®] pro

cobas[®] pure

cobas[®] t 511, t 711

cobas[®] 6800

cobas[®] 5800

cobas[®] 6000 (konfigurace otevřených kanálů je možná přímo na systému přístroje)

cobas[®] 8000 (konfigurace otevřených kanálů je možná přímo na systému přístroje)

Na aktivaci služby je nutné se domluvit s aplikačním specialistou.



CDC Tool



Definujte si vlastní aplikaci na analyzátor firmy Roche.

[Další informace](#)

[Požádat o přístup](#)

Komu je e-sloužba určena:

Zákazníkům s vybranými přístroji.

Aktivace e-sloužby:

O aktivaci je potřeba požádat po domluvě s aplikačním specialistou.



Služba je dostupná pro tyto analyzátoary:



cobas[®] pro



cobas[®] 6800, cobas[®] 8800



cobas[®] pure



cobas[®] t 511 / t 711

U přístrojů
cobas[®] 6000 a cobas[®] 8000
je konfigurace možná
přímo na systému.



cobas[®] 5800