

## BENCHMARK ULTRA PLUS



### Technické údaje

Zákl. rozměry	hl. x š. x výš.	89 x 115 x 143	[cm]
Hmotnost	bez provozní náplně	297	[kg]
Příkon	vč. comp.	920	[VA]
Tepelné zát.	vč. comp.	1635/1550	kJ / BTU/h
Teplota v míst.		20 - 32	°C
Úroveň hluku	sb/op/max	<80	dBA
Dop. UPS		1500	[VA]

### Podmínky systémového servisního zajištění BenchMark Ultra Plus zahrnují:

- provedení (na základě doporučení výrobce) minimálně jedné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) ročně, a to včetně výměny předepsaného materiálu dle popisu BTK níže,
- provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení BenchMark Ultra do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, a to včetně výměny vadných dílů,
- dodání potřebných náhradních dílů k opravě,
- aplikační a školicí servis,
- modifikace mechanických částí BenchMark Ultra Plus doporučené výrobcem,
- aktualizaci programového vybavení BenchMark Ultra Plus,
- provedení bezpečnostní kontroly analyzátoru po každém servisním zásahu,
- dopravu a čas na cestě servisního technika na Místo plnění, jeho případné ubytování apod.

## Popis BTK

<b>Přípravné kroky:</b>	
	Demontáž krytů
<b>Kroky BTK:</b>	
	Očištění Benchmark Ultra Plus od prachu a kapalin, dekontaminace povrchu Výměna filtrů kapalin a kompresoru Vyčištění a nastavení vortex mixerů Kontrola stavu kabelů, řemenů, ložisek, UV lampy Kontrola - nastavení tlaků Vyčištění odpadních hadic a filtru, kompletace Benchmark Ultra Plus
<b>Dokončovací a kontrolní kroky:</b>	
	Kontrolní testy v diagnostickém sw Kontrola parametrů dávkování kapalin

## Seznam materiálu pro BTK

			Výměna [ks]
08237077001	Kit PM BMK Ultra PM BMK Ultra		1
08506914001	UV lamp replacement SVC	*podle potřeby	1
09790730001	MANIFOLD UV EXIT SENSOR SVC	*podle potřeby	1

## Servisní dokumentace

- Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin, času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k BTK.
- Potvrzení o provedení BTK obsahuje datum provedení a termín příští BTK a na vyžádání odpovídající přílohy o provedení prací BTK a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025.
- Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti Benchmark Ultra Plus v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.