

COBAS PRO <C>, PRO <E>, PRO <CE>



Technické údaje

Počty modulů systému *cobas PRO <ce>*:

Sample Supply Unit

Modul ISE

Modul c503

Modul e801

Sample buffer

1	ks
1	ks
1	ks
1	ks
2	ks

Konfigurace systému:

Cobas PRO | <ISE> | <c503> | <e801> |

- Hmotnost a rozměry systému (podle konfigurace):

<i>konfig.</i>	<i>hmotnost[kg]</i>	<i>rozměry š x h x v [cm]</i>		<i>sestava linky:</i>
C	1210	290 (+ 40 mon.) x 114 x 141		SSU, ISE, c503, SB
E	1030	245 (+ 40 mon.) x 114 x 141		SSU, e801, SB
CE	1990	440 (+ 40 mon.) x 114 x 141		SSU, ISE, c503, e801, 2 x SB

- Příkon a úroveň hluku systému (podle konfigurace):

<i>konfig.</i>			<i>Standby</i>	<i>Operation</i>
	Příkon typ. [kVA]	max [kVA]	hluk [dB]	hluk [dB]
C	3,5	3,6	56	65
E	2,8	2,8	56	65
CE	<5,5	5,6	56,0	65,0

Servisní dokumentace

- Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin, času na cestě a spotřebovaným materiálem použitým k BTK.
- Potvrzení o provedení BTK obsahuje datum provedení a termín příští BTK a na vyžádání odpovídající přílohy o provedených pracích BTK a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025.
- Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti cobas PRO <c>, PRO <e>, PRO <ce> v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.