

COBAS PURE: MODUL SAMPLE SUPPLY UNIT

Řídící jednotka systému cobas pure



Technické údaje

<i>Zákl. rozměry SSU</i>	šíř. x hl. x výš.	450 x 800 x 1430	[cm]
<i>Hmotnost</i>		200	[kg]
<i>Příkon max.</i>	/provozní	500	[VA]
<i>Tepelné zát.</i>		1800	kJ / BTU/h
<i>Teplota v míst.</i>		18 - 32	°C
<i>Vlhkost okolní</i>		30-85	% RH
<i>Kolísání tepl.</i>		< 2	°C/hod.
<i>Úroveň hluku</i>	/max	< 65	dB
<i>Dop. UPS</i>		EATON PW9155 8kVA	[VA]

Podmínky systémového servisního zajištění cobas pure: Modul Sample Supply Unit zahrnují:

- provedení (na základě doporučení výrobce) minimálně jedné bezpečnostně technické kontroly („BTK“) ročně,
- provedení opravy v případě poruchy, tj. uvedení cobas pure: Modul Sample Supply Unit do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, včetně výměny vadných dílů,
- dodání potřebných náhradních dílů k opravě,
- aplikační a školicí servis,
- modifikace mechanických částí cobas pure: Modul Sample Supply Unit doporučené výrobcem,
- aktualizaci programového vybavení cobas pure: Modul Sample Supply Unit,
- provedení bezpečnostní kontroly analyzátoru po každém servisním zásahu,
- dopravu a čas na cestě servisního technika na Místo plnění, jeho případné ubytování apod.

Popis BTK

Kroky BTK:	
	<div>Vyčištění vstupního vodního filtru Vyčištění promazání třecích ploch Kontrola příp. vyčištění vodního tanku Kontrola PC - vyčištění ventilátoru a chladiče procesoru (1x ročně) Kontrola tiskárny - příp. vyčištění Kontrola a povrchové očištění monitoru Kontrola, případné vyčištění BCR a optočidel Zpětná montáž krytů cobas pure: Modul Sample Supply Unit Kontrola komunikace</div>

Servisní dokumentace

- Servisní zpráva obsahuje potvrzení a popis provedeného výkonu, odpracovaných hodin a spotřebovaným materiálem použitým k BTK.
- Potvrzení o provedení BTK obsahuje datum provedení a termín příští BTK a na vyžádání odpovídající přílohy o provedení prací BTK a kontrolních měřeních, které odpovídají požadavkům norem ISO 15189 nebo 17025.
- Každý dokument vystavený servisním technikem po servisním zásahu obsahuje potvrzení o bezpečnosti a funkčnosti cobas pure: Modul Sample Supply Unit v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.