


Řízení kvality produktů bezpečnostní a důležitá upozornění




Služba Řízení kvality produktů vám umožní

- Automatizovat správu upozornění a redukovat manuální proces.
- Mít přehled o všech zaslaných oznámeních a jejich statusu z jednoho místa.
- Reagovat na oznámení, která vyžadují okamžitou akci, pouhými několika kliknutími.
- Zjednodušit uchování záznamů o přijatých oznámeních pro snazší prokázání shody pro vaši laboratoř nebo regulační orgány.

Kde najdete nová upozornění

- Upozornění najdete ve službě Řízení kvality produktů mezi digitálními produkty na Portálu navify®.
- Nová upozornění budou odeslány i na vaši e-mailovou adresu, odkud se můžete na dané upozornění prokliknout přes tlačítko "Go to Notification". **Na váš e-mail budou upozornění zasílány i v případě, že nemáte vytvořenou registraci na zákaznickém portálu.**



Přehled zaslaných oznámení

Přehled všech zaslaných oznámení (od aktivace služby) uvidíte na úvodní stránce služby na Portálu navify®. Najdete zde tyto informace:

1. Typ upozornění (SBN = bezpečnostní upozornění, QN/MN = důležité upozornění)
2. Název upozornění
3. Datum přijetí upozornění
4. Datum, do kterého je potřeba na oznámení reagovat
5. Status upozornění

Typ	ID	Název	Název zákazníka	Datum přijetí	Zpětná vazba k termínu	Status
QN	QN-RTD-2021-999_CINtec ...	Důležité upozornění	Laborator s.r.o.	22-Mar-2024	29-Mar-2024	Nové
SN	Důležité upozornění 04/2024	Důležité upozornění 04/2024	Laborator s.r.o.	22-Mar-2024	23-Mar-2024	Přečteno
QN	Test2 5660CZ	QN-CPS-2017-107_Release of cobas	Laborator s.r.o.	22-Mar-2024	29-Mar-2024	Přečteno
QN	QN-CPS-2016-390 - Launch ...	QN-CPS-2016-390 - Launch of cobas infinity 2.0.3 TEST	Laborator s.r.o.	22-Mar-2024	31-Mar-2024	Přečteno

Zobrazení obsahu oznámení

Po otevření upozornění (ať už z e-mailu, nebo ze služby na Portálu navify®) můžete:

1. Stáhnout přílohu upozornění.
2. Poskytnout zpětnou vazbu - ta je povinná pouze u bezpečnostních upozornění. Detailní informace o zpětné vazbě najdete na další stránce.

SBN-RTD-2022-095 V2 Odesláno

Fructosamine - Důležité upozornění Roche

Vážený přítelé,

v příloze této zprávy naleznete informace týkající se **Změny hodnoty ltkterického indexu v příbalovém letáku**.

Věnujte jim, prosím, svou pozornost a v případě dotazů kontaktujte osoby uvedené v důležitém upozornění.

Příjemný den přeje

Jana Týnská
Local Safety Officer
ROCHE s. r. o., Diagnostics Division
E-mail: jana.tynska@roche.com
www.roche-diagnostics.cz

Přílohy

1. SBN-CPS-2024-390.pdf
1.2 MB

Zpětná vazba

Informaci jsem obdržel/a, přečetl/a a porozuměl/a jsem instrukcím k zavedení nápravného opatření. Zavedl/a jsem toto nápravné opatření do Systému kvality, seznámil/a jsem s ním zodpovědné osoby na svém pracovišti a proškoll/a jsem je.

2.

Zpětná vazba

Bezpečnostní upozornění

U bezpečnostních upozornění je potřeba potvrdit jejich přijetí pomocí zpětné vazby v oznámení:

1. Otevřete upozornění a vyberte jednu z možností zpětné vazby.
2. Potvrďte přijetí upozornění.
3. Na následující stránce vyplňte povinné údaje a zpětnou vazbu odešlete.

Zpětná vazba

Informaci jsem obdržel/a, přečetl/a a porozuměl/a jsem instrukcím k zavedení nápravného opatření. Zavedl/a jsem toto nápravné opatření do Systému kvality, seznámil/a jsem s ním zodpovědné osoby na svém pracovišti a proškolil/a jsem je.

1 Potvrzuji

Nemám daný produkt

Zrušit 2

Lokace
Czech Republic

E-mail
jana.nova@laborator.cz

Jméno
Jana

Prostřední jméno (volitelné)


Příjmení
Nová

Zpět 3

Důležitá upozornění

Důležitá upozornění nemají povinnou zpětnou vazbu. Po jejich otevření můžete potvrdit jejich přijetí - projeví se to na statusu upozornění ve službě Řízení kvality produktů na zákaznickém portálu.

Přílohy

 QN-CPS-2024-390.pdf
1.2 MB

Zrušit

Tato aplikace je součástí zákaznického Portálu navify® – flexibilního digitálního portálu s řadou modulů pro každodenní podporu provozu vaší laboratoře. Zaregistrujte se na stránce:

navifyportal.roche.com