



*Tus **clientes** te lo agradecerán.
Tus **futuros clientes** también.*



Más de 30 años comprometidos con la farmacia comunitaria.

1988

Desde 1988, Roche está comprometido con el farmacéutico apoyando y colaborando en el desarrollo de actividades profesionales en la farmacia comunitaria.

El control de indicadores biológicos en la farmacia es un servicio que se realiza actualmente en **más del 60%** de las farmacias de nuestro país bajo el nombre de **Rapid Control**, **facilita y fomenta el papel del farmacéutico comunitario** como agente de salud activo.

Rapid Control, determinación de los parámetros biológicos más frecuentes en sangre capilar con gran fiabilidad y de forma inmediata.




Como puente entre el paciente y su medicación, y **como punto sanitario más próximo al ciudadano**, el farmacéutico se encuentra en una posición ideal para influir de manera positiva en el cumplimiento terapéutico, proporcionar un acceso más rentable a la atención sanitaria y mejorar el tratamiento farmacológico y los resultados clínicos del paciente¹⁻².

Gracias a la determinación inmediata de los parámetros biológicos que ofrece **Rapid Control**, el farmacéutico contribuye en la detección precoz, control y tratamiento temprano de las enfermedades más prevalentes de nuestro entorno, en pacientes que acuden a la farmacia y que posteriormente pueden ser remitidos al médico ante resultados fuera de la normalidad.

El **resultado** de todo ello contribuye a una mejora o mantenimiento del **nivel de salud** de los clientes de la farmacia comunitaria y a una **ventaja económica** y diferenciadora para su negocio.

Los factores de **riesgo cardiovascular** orientan del estado de salud de tus clientes.



Test de Hemoglobina Glicada

Su valor informa sobre el nivel medio de glucosa en sangre en los **últimos 2-3 meses** y se usa para **detectar diabetes** y para **realizar su seguimiento**⁵. Las **ventajas** del control de glicada frente a las determinaciones puntuales de glucosa:

- Puede hacerse **en cualquier momento** del día, no requiere ayuno⁶.
- El estrés o la actividad física **no alteran sus valores**.
- **Comprueba** que la medicación para la glucosa es efectiva.
- Predice mejor el **desarrollo** de enfermedad cardiovascular.

La **hemoglobina glicada (HbA1c)** es el principal objetivo para el control de la glucemia⁵.



Test de Perfil Lipídico completo

El perfil lipídico completo incluye colesterol total, HDL, LDL colesterol y triglicéridos, ayuda a **valorar el riesgo de una persona a desarrollar enfermedades cardíacas o aterosclerosis**.

El sobrepeso, el tabaquismo o la hipertensión son factores de riesgo fácilmente detectables. No obstante, existen otros factores de riesgo que pueden pasar desapercibidos al no causar ningún tipo de síntoma y para su detección precisan de un control de sangre.

El **control y seguimiento periódico** de los lípidos y la recomendación de estilos de vida saludables, ayuda a reducir o evitar valores alterados⁷.

El **control del perfil lipídico** permite valorar el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y prevenirlos⁷.



Test de Proteína C reactiva

Los **antibióticos no son eficaces** para tratar infecciones víricas, como los **resfriados** y la **gripe**⁸.


Una de las principales causas de las resistencias bacterianas es **el uso inadecuado de los antibióticos**, estando relacionado con la automedicación y su uso innecesario para tratar infecciones comunes ocasionadas por virus, como el resfriado, la gripe y el dolor de garganta, en las que los antibióticos no tienen ningún beneficio¹⁷.

La **proteína C reactiva** es un marcador de **infección e inflamación** y sus valores ayudan a diferenciar entre infecciones **bacterianas y víricas**⁹⁻¹².



Rapid Control, un servicio avanzado que refuerza el papel asistencial del farmacéutico comunitario.

Al ser una **excelente herramienta** para el desarrollo de programas de **Atención Farmacéutica** enfocados en la prevención, detección y control de los problemas de salud más prevalentes, **Rapid Control** refuerza el papel del farmacéutico en la comunidad.



1

Posiciona al farmacéutico comunitario como **referente en prevención** y cribado de enfermedades.

2

Posiciona a la Farmacia como un **Centro de Salud** de alta accesibilidad, cercanía e integrado en el Sistema de Salud.

3

Refuerza el **modelo de Farmacia asistencial** destacando su gran aportación al Sistema de Salud y facilitando su labor diaria.

4


Favorece una **prestación eficaz y calidad** (sostenible), ofreciendo materiales y herramientas que facilitan el trabajo del farmacéutico comunitario.

5


Facilita la generación de conocimiento sobre **Atención Farmacéutica**, su difusión y la innovación, con la cooperación de las farmacias de la red Rapid Control.

Rapid Control, un servicio de valor y generador de negocio.

Más allá de la determinación de los parámetros biológicos, **Rapid Control** impulsa también el negocio de la farmacia comunitaria.



Favorece la **captación de nuevos clientes** por la vía asistencial.



Fideliza los pacientes: la aproximación al paciente desde la vertiente más asistencial de las farmacias comunitarias crea un **vínculo** con éste.



Aumenta las ventas de la farmacia comunitaria a través de la fidelización de pacientes.
La interacción continua con un cliente fidelizado repercute en un aumento de las ventas de productos relacionados con su problema de salud.



Diferencia y aumenta el valor percibido: los servicios avanzados y de calidad son un elemento de diferenciación de la farmacia comunitaria que atraen a nuevos clientes.

Los **servicios profesionales** permiten incrementar los beneficios y la imagen de su farmacia.

Rapid Control ofrece servicios y utilidades adicionales diseñados especialmente para impulsar la actividad de las pruebas de parámetros biológicos en su farmacia.



Formación técnica, clínica y comercial.

Presencial e individualizada.


Continuada.

Acreditada.

Web con recursos para la **farmacia.**

Informes personalizados
con recomendaciones
nutricionales para sus clientes.

Manuales interactivos
e información de los
parámetros biológicos.



www.rapidcontrol.es



Material promocional.

Elementos para dar a conocer la **actividad** en la farmacia.

Campañas educativas y de sensibilización.

Red de ventas especializada con visitas periódicas a su farmacia.

Consultoría de apoyo **personalizada.**






Servicio Postventa y atención al cliente.

902 433 333


Consultas en general o sobre funcionamiento e incidencias.

Especificaciones técnicas.



Sencillo flujo de trabajo en 3 pasos.



Punción capilar



Aplicar la muestra y comprobar el llenado completo.



Introducir el disco.

Manejo fácil y seguro de las muestras y discos analíticos.

- Aplicación directa de la muestra a partir de una sola punción capilar sin necesidad de capilares, ni pipeta.
- Volumen de muestra pequeño con discos de fácil llenado.
- Los discos pueden conservarse a temperatura ambiente.
- Presentación en cajas de 10 unidades de discos.

Fácil de usar, robusto y sin necesidad de mantenimiento.

- Equipo de sobremesa de pequeño tamaño.
- Gran pantalla táctil con teclado completo y sencillo menú de uso.
- No requiere calibración y todos los procesos son controlados de forma automática.
- El sistema dispone de un disco de chequeo del sistema óptico y sueros de control.
- Amplia capacidad de almacenamiento de datos de paciente.

Disco	Parámetros	Rango medida	Cantidad muestra	Estabilidad muestra en el disco	Tiempo	Muestras posibles
Hemoglobina glicada	HbA1c (NGSP) HbA1c (IFCC) eAg	4-14% 20-130 mmol/mol cálculo	2µL	1 minuto	<6 minutos	Sangre capilar Sangre venosa total con anticoagulante (EDTA o heparina)
Perfil lipídico	CHOL TG HDL LDL	50-500 mg/dl 45-650 mg/dl 15-100 mg/dl cálculo	19µL	8 minutos	6 minutos	Sangre capilar Sangre venosa total o plasma con anticoagulante (EDTA)
Proteína C reactiva	CRP	3,0-400 mg/L	12µL	2 minutos	<4 minutos	Sangre capilar Sangre venosa total o plasma con anticoagulante (EDTA o heparina)

cobas b 101, el equipo POC para la determinación inmediata de HbA1c, perfil lipídico y proteína C reactiva.



Rendimiento confirmado con total cumplimiento de las directrices.

Cumplimiento de los estándares de precisión y exactitud del Programa nacional de estandarización de la hemoglobina glicosilada (NGSP) y de educación sobre el colesterol (NCEP)¹³⁻¹⁴.



Referencias bibliográficas

- 1 O'Donovan, O., Byrne, S., & Sahm, L. (2011). The role of pharmacists in control and management of type 2 diabetes mellitus. *J Diabetol* 1, 5-5.
- 2 Cote, I., Gregoire, J.P., Moisan, J., Chabot, I., & Lacroix, G. (2003). A pharmacy-based health promotion programme in hypertension: cost-benefit analysis. *Pharmacoeconomics* 21, 415-428.
- 3 International Diabetes Federation. (2019). Diabetes atlas, 9th edition - 2019 update. Disponible en <http://www.idf.org/diabetesatlas>.
- 4 Decision Resources. (2007). Cardium study 4, Dyslipidemia, Inc. Waltham, MA.
- 5 Hanas R, John G. 2010 consensus statement on the worldwide standardization of the hemoglobin A1C measurement. *Diabetes Care* 2010;33:1903-1904.
- 6 Sacks DB. (2011). A1C versus glucose testing: a comparison. *Diabetes Care* 2011; 34:518-523.
- 7 Guía Europea sobre prevención de la ECV en práctica clínica. 2016. *Rev Esp Cardiol*. 2016;69:894-9.
- 8 WHO-18. Disponible en: <http://www.who.int/antimicrobial-resistance/es/>
- 9 Haran, J.p., Beaudoin, F.L., Suner, S., et al. (2013). C-reactive protein as an indicator of bacterial infection among patients with an influenza-like illness. *Am J Emerg Med*. 31(1): 137-144.
- 10 Andreeva, E., Melbye, H. (2014) Usefulness of C-reactive protein testing in acute cough/respiratory tract infection: an open cluster-randomized clinical trial with C-reactive protein testing in the intervention group. *BMC Fam Pract*. 15:80.
- 11 Cals, J.W.L., Schot, M.J., de Jong, S.A.M., et al. (2010). Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: a randomized controlled trial. *Ann Fam Med*. 8(2):124-133.
- 12 Llor, C., Bjerrum, L., Munck, A., et al. (2014). Access to point-of-care tests reduces the prescription of antibiotics among antibiotic-requesting subjects with respiratory tract infections. *Respir care*. 59(12): 1918-1923.
- 13 Jeppsson JO, Kobold U, Finke A, et al. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. *Clin Chem Lab Med* 2002;40:78-89.
- 14 Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol. Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA*. 2001;285:2486-97.



COBAS, COBAS B y LIFE NEEDS
ANSWERS son marcas comerciales
de Roche.

©2020 Roche

Roche Diagnostics SL
Av. Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès - España
www.roche.es
www.rapidcontrol.es

Atención al cliente

902 43 33 33

Tamaño real

Ancho: 135 mm

Alto: 184 mm

Fondo: 234 mm

