

Formulaire de Contrôle post installation suite à une intervention

NOM Labo :

SYSTÈME :

DATE : du ___/___/_____ au ___/___/_____

OBJECTIFS : Ce formulaire définit les principes de contrôle du bon fonctionnement du système suite à une modification de paramétrage système pré-analytique/MPL, d'une maintenance SAV ou autre.

Référent du système :

2.1 Si modification de cible Output Sorter :

	Type Echantillon	Fait	n° dossiers	NOMS CIBLES / COMMENTAIRES
Dossier "TEST cible 1"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 2"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 3"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 4"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 5"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 6"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 7"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Dossier "TEST cible 8"	Eau	<input type="checkbox"/>		
Chaque dossier TEST devra être accompagné d'une Imp. "Information System" + Imp. Audit du tube MPL	/	<input type="checkbox"/>		
Conclusion	/	<input type="checkbox"/>		

2.2 Si maintenance SAV :

	Type Echantillon	Fait	n° dossiers	COMMENTAIRES
Passer le premier patient Test Post maintenance	Hep ou Sec	<input type="checkbox"/>		
Impression Audit tube MPL	/	<input type="checkbox"/>		

2.3 Si modification de paramétrage liée à une analyse par la Hotline ou ISO :

<u>Validation informatique</u>	Type Echantillon	Fait	n° dossiers	COMMENTAIRES
Dossier "TEST px12" avec le nouveau paramètre	Hep ou Sec	<input type="checkbox"/>		
Impression Audit tube MPL + "Information System"	/	<input type="checkbox"/>		
	/	<input type="checkbox"/>		
	/	<input type="checkbox"/>		

Référent pré-analytique

Date :

Qualiticien

Commentaires		
Signatures		

L'information qui prévaut est celle que le MPL a reçu et envoie au moment où le tube passe sur le système