



Synthèse répétabilité - Reproductibilité - Sensibilité analyseurs POC

Références test	Désignation test	Sensibilité (Limite basse du domaine)	Répétabilité	Spécificité / Précision Intermédiaire
08278270702	VKIT COBAS LIAT FLU A/B & RSV IVD	LoD entre : $4,0 \times 10^{-1}$ et $4,0 \times 10^{-3}$ (DICT50/mL) selon la souche		Pas de réactivité croisée
08278253702	VKIT COBAS LIAT STREP A	98,3 % (IC à 95 % : de 95,0 % à 99,4 %)		94,2 % (IC à 95 % : de 91,5 % à 96,1 %)
08278296702	VKIT COBAS LIAT CDIFF CE-IVD	De 45 à 90 UFC/écouvillon en fonction de l'isolat.		Pas de réactivité croisée
08278237702	cobas® Liat Flu A/B kit	De 45 à 90 UFC/écouvillon en fonction de l'isolat.		Pas de réactivité croisée