

Mesurez la glycémie avec Roche

Découvrez nos offres de dispositifs à usage professionnel partagé



Le groupe Roche en France¹

76 millions € investis dans la recherche et développement

N°2 du diagnostic in vitro

657 000 patients traités en autosurveillance glycémique¹

N°1 sur le marché de la glycémie capillaire en France²

Nous sommes présents à travers nos trois filiales :

- Roche Division Pharmaceutique
- Roche Diagnostics France
- Roche Diabetes Care France

Depuis des années, le développement continu de nos solutions innovantes rassemble les experts de Roche autour d'enjeux communs.

Aujourd'hui, la mesure de la glycémie unit Roche Diabetes Care France et Roche Diagnostics France pour proposer aux professionnels de santé une solution de mesure de glycémie adaptée à leurs besoins.

“Au pieds des Alpes se trouvent nos deux sièges sociaux”

Roche Diabetes Care France

Expert de la prise en charge du patient diabétique.

- Autosurveillance glycémique
- Insulinothérapie par pompe
- Télésurveillance médicale

Roche Diagnostics France

Expert du diagnostic biologique.

- Biologie médicale
- Biologie délocalisée
- Histopathologie
- Biologie moléculaire
- Séquençage
- Solutions digitales middleware

¹ Rapport 2020 de contribution à la santé et de responsabilité sociétale

Nos offres


Glycémie conventionnelle avec Accu-Chek® Guide

La solution pour un lecteur de glycémie indépendant qui facilite³ la prise de glycémie en toute circonstance.

Avec Accu-Chek® Guide le déploiement est facilité pour permettre rapidement de bénéficier d'un système de mesure de glycémie simple, pratique et performant.³

Proposé par Roche Diabetes Care France

- Déploiement simplifié
- Lecteur de glycémie indépendant



Glycémie connectée avec Accu-Chek® Inform II et cobas Infinity POC

La solution de glycémie connectée pour répondre aux exigences réglementaires de la norme Accréditation ISO NF EN 22870⁴ et aux tests signaux biologiques TROD⁵. Une traçabilité complète garantie.

Accu-Chek® Inform II, en combinaison avec le cobas® infinity POC⁶ permet de piloter votre biologie délocalisée et vos TROD à tout instant et en tout lieu.

Proposé par Roche Diagnostics France

- Centralisation des données
- Traçabilité complète
- Interopérabilité
- Certifications et habilitations
- Réponses aux exigences réglementaires



Nos dispositifs

Accu-Chek® Guide



Proposé par Roche Diabetes Care France

- Durée de la mesure : 4 secondes⁽⁷⁾
- Volume de l'échantillon : 0,6 µL
- Nature d'échantillon : sang capillaire, veineux, artériel et néonatal
- Principe de mesure : FAD glucose déshydrogénase (GDH), électrochimique
- Intervalle de mesure : 10 à 600 mg/dL (0,6 à 33,3 mmol/L)
- Zone de dépôt de la goutte de sang éclairée
- Flacon de bandelettes anti-renversement
- Bouton éjecteur de bandelette

Accu-Chek® Inform II (8&9)



Proposé par Roche Diagnostics France

- Durée de la mesure : 5 secondes
- Volume de l'échantillon : 0,6 µl
- Nature de l'échantillon : sang capillaire, veineux, artériel et néonatal
- Méthode de dosage : Détection électrochimique (glucose déshydrogénase) avec courant continu ou alternatif
- Intervalle de mesure : 10 - 600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l)
- Une connectivité en Wifi avec un transfert de tous les résultats jusqu'au dossier patient
- Une traçabilité complète
- Une maîtrise de la certification du personnel soignant



Pour les services hospitaliers n'ayant pas de connectivité possible avec cobas infinity POC, nous complétons notre offre avec l'Accu-Chek® Performa Nano



Roche est à vos côtés

- ✓ Accompagnement commercial
- ✓ Aide au déploiement
- ✓ Offre de formation adaptée et modulable
- ✓ Suivi continu tout le long du marché

- Votre référent -

Roche Diabetes

Roche Diabetes Care France
Appels d'offres
2, avenue du Vercors
CS60059 - 38242 Meylan
Tél : 04 76 76 46 46
meylan.dc-appels-offres@roche.com
rochediabetes.com/fr

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics France
Appels d'offres
2, avenue du Vercors
38242 Meylan
Tél : 04 76 76 30 00
meylan.appels-offres@roche.com
www.diagnostics.roche.com/fr

Roche Diabetes



Roche



*Doing now what patients need next**

*Pour les patients, agir aujourd'hui et pour demain

(1) : IQVIA - LTD : Analyse de l'autosurveillance glycémique en vie réelle - Marchés lecteurs et bandelettes - CMA Février 2020 - Patients et volume
(2) : iQvia Xponent sell out - marché des bandelettes d'autosurveillance glycémique hors Freestyle Libre - CMA Nov 2019
(3) : Harvey C, Koubek R, Begat V, Jacob S. Usability evaluation of blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling and connectivity
(4) : Norme NF EN ISO 22870 Mars 2017 - Examen de biologie médicale délocalisée (EBMD) - Exigences concernant la qualité et la compétence
(5) : Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques
(6) : Cobas® infinity POC IT solutions : Guide de l'utilisateur Version 2.0 2020-02
(7) : Notice d'utilisation des bandelettes Accu-Chek Guide - Avril 2017
(8) : Fiche technique bandelette inform II 05942861 09/2019
(9) : Manuel utilisateur de l'Accu-Chek® Inform II : Version 6,0 2017-03

01/2022. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. Ce sont des produits de santé appartenant à la famille des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. CE0123 (TUV Süd) - Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) - Distributeur : Roche Diabetes Care France. L'ASG ne doit pas être une mesure automatiquement généralisée à l'ensemble des diabétiques, ni une mesure passive, n'entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Lire attentivement la notice. Les conditions de prise en charge pour chaque produit sont définies dans la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Ce document est réservé aux professionnels de santé. FR-1952.

Le système Accu-Chek® Inform II est conçu pour être utilisé à des fins diagnostiques in vitro pour la détermination quantitative des taux de glucose sanguin dans des échantillons de sang total veineux, capillaire, artériel et néonatal pour une surveillance des taux de glucose sanguin. Ce système est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé. Dispositif médical de diagnostic in vitro. Fabricant : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) - Distributeur : Roche Diagnostics France. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

RDCF : FR-1952 01/2022
RDF : MC-FR-01102 01/2022
RDCF 3000018456
RDCF 00057001953

