

## cobas<sup>®</sup> 5800 System

ロシュの全自動遺伝子検査装置が、  
よりシンプルに、よりコンパクトに。



# cobas<sup>®</sup> 5800 System

限られたスペースに、限らない可能性を。  
全自動遺伝子検査装置の新たなスタンダード。

## コンパクト

スペースに制約のある、さまざまな検査室に設置可能なコンパクトなボディ。検査室のスペースを有効活用できます。



Compact

## 自動化

検体をセットしスタートボタンを押すだけで、あとは装置が全自動で検査を実施。検査技師の皆さまが、本来の仕事に集中できるようにします。



Automation

## 集約化

さまざまな装置で行っていた遺伝子検査をこの一台に集約。肝炎、結核などをはじめとした多彩な試薬ラインナップを備え、臨床医療の現場で効率的な検査に貢献します。



Consolidation

## オンデマンドテスト

1時間ごとに1バッチ24テスト、1バッチ当たり最大6項目のMixバッチを可能にします。緊急時の優先測定や項目ごとの優先設定も可能で、必要な時に必要な検査ができます。



On-demand Test


## cobas<sup>®</sup> 5800 System 標準仕様

製品名	コバス 5800 システム	
寸法(mm)	1,442(W) × 791(D) × 1,846(H)	
重量(kg)	620	
電源	本体	データマネージャー
電圧/電流	単相 200-240V / 8A	単相 100-240V / 1.8A
	単相 100-125V / 16A	
周波数	50 / 60Hz	50 / 60Hz
最大消費電力	1,600VA	120W
反応原理	ジェネリックキャプチャー方式 / TaqMan PCR	
搭載フィルター数	5	
最大処理能力	144テスト / 8時間	
1バッチ目 結果リリース時間	3時間	
同時測定可能項目	6	

販売名: コバス 5800 システム 製造販売届出番号: 13B1X00201000086  
※当仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 装置設置条件

単位: ミリメートル(mm)



※グレーで表示した部分が装置の設置に必要な範囲です。  
※実際の設置にあたりましては、あらかじめ弊社技術担当者が設置条件を確認いたします。

COBAS is a trademark of Roche.  
©2021 Roche

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社  
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  
http://www.roche-diagnostics.jp  
カスタマーソリューションセンター ☎ 0120-600-152

Find out more on  
[diagnostics.roche.com](http://diagnostics.roche.com)

