


Point of Care Testing

ロシュのPOCTは、総合力で一人ひとりをフルカバー。



cobas b 101 plus

POC生化学分析装置「コバス b 101 プラス」


指先などからの一度の採血によるHbA1cと脂質の連続測定機能に加え、CRP測定が可能に。測定結果の管理もQRコード、CSVファイルと多様なニーズに対応する機能を搭載。より簡単に、迅速に。コンパクトなベンチトップサイズでありながら、診療所での診断、モニタリング、薬局でのスクリーニングをサポートします。



販売名：コバス b 101
医療機器製造販売届出番号：13B1X00201000060
販売名：HbA1c測定試薬ディスク
体外診断用医薬品製造販売届出番号：13A2X00206000143
販売名：脂質測定試薬ディスク
体外診断用医薬品製造販売届出番号：13A2X00206000144
販売名：CRP測定試薬ディスク
体外診断用医薬品製造販売届出番号：13E1X80206000162

cobas b 101 plus

寸法	135 mm (幅) × 234 mm (奥行き) × 184 mm (高さ)
質量	2.0 kg (電源アダプターを含まず)
測定項目	HbA1c、脂質 (総コレステロール、HDL-コレステロール、トリグリセライド)*、CRP *演算によりLDL-コレステロール、non-HDL-コレステロールの算出可能
測定時間	HbA1c・脂質：約6分、CRP：約4分
検体種	全血、血漿、血清 (項目により異なる)
必要検体量	HbA1c：2μL、脂質：19μL、CRP：12μL
特長	・簡単3ステップ操作 ・校正・冷蔵不要長期保存可能試薬ディスク ・大型分析装置との高い相関性 ・測定結果二次元バーコード表示機能搭載



ロシュのPOCT総合提案は、初診時の診断に必要な検査や、日々のモニタリングによる疾患別検査はもちろん、患者さんの様態の変化に伴う病診連携までトータルにカバー。患者さんの傍らで、迅速かつ精度の高い検査を可能にします。

cobas h 232 plus

胸痛マーカー・心筋マーカー定量迅速測定装置「コバス h 232 プラス」

急性心筋梗塞の早期診断や、肺血栓塞栓症の除外検査、そして、心不全患者のモニタリングに有用なマーカーを全血で測定することが可能。コンパクトなボディで、あらゆる臨床の現場への持ち運びを可能にしました。



販売名:コバス h 232 プラス
製造販売届出番号:13B1X00201000070
販売名:カーディアック試薬 トロポニンT
体外診断用医薬品製造販売届出番号:21300AMY00270000
販売名:カーディアック試薬 CK-MB
体外診断用医薬品製造販売届出番号:220AAAMX00132000
販売名:カーディアック試薬 NT-proBNP
体外診断用医薬品製造販売届出番号:21900AMX01801000
販売名:カーディアック試薬 D-ダイマー
体外診断用医薬品製造販売届出番号:21400AMY00216000

cobas h 232 plus

寸法	105 mm (幅) × 244 mm (奥行き) × 51 mm (高さ)
質量	約526 g (バッテリーパック、スキャナーを含む)
測定項目	トロポニンT、CK-MB、NT-proBNP、D-ダイマー
測定時間	8～12分 (項目により異なる)
検体種	ヘパリン添加静脈全血
必要検体量	150μL
特長	・簡単3ステップ操作 ・バッテリー駆動 ・持ち運び可能 ・大型分析装置との高い相関性 ・測定結果メモリー数:最大2,000件

パルス cobas pulse

POCTグルコース分析装置「コバス pulse」

FDA2、CLSI POCT12-A33のガイドラインに沿った高い分析基準を満たす先進的な分析性能と、スマートフォンのように直感的に使用できるAndroidソフトウェアを搭載し簡便操作を両立。Wi-Fi接続や多彩なアプリのダウンロードが可能なデジタル機能が向上。POCT対応機器一元データ管理システム「コバス infinity POC solution」と組み合わせて使用することにより医療現場のワークフローを改善する次世代の血糖測定システムです。



販売名:コバス pulse
製造販売届出番号:13B1X00201000090
販売名:コバス GLU ストリップ
製造販売届出番号:13E1X80206000211

cobas pulse

寸法	77 mm (幅) × 30 mm (奥行き) × 210 mm (高さ)
質量	約 390 g (バッテリーバック含む)
測定項目	グルコース
測定時間	10秒以下
検体種	全血(毛細血管血、静脈血、動脈血、踵穿刺血)
必要検体量	0.6μL



販売名:コバス Liat
製造販売届出番号:13B1X00201000067
販売名:コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B
製造販売承認番号:30300EZK00025000

cobas Liat

POCT遺伝子解析装置「コバス Liat」

ロシュの最新のPCR技術をコンパクトなボディに凝縮。大型分析装置に匹敵する感度・特異度を実現しただけでなく、約20分間の反応時間と最小のハンズオンタイムで迅速に測定結果を表示。閉鎖系で核酸抽出から測定までを実施し、検体間のコンタミリスクを低減する感染性にも配慮したクロードシステムを採用。簡単3ステップ操作でセキュリティや精度管理機能を搭載し、臨床医療の様々なシーンで活用可能な遺伝子検査システムです。

cobas Liat

寸法	114 mm (幅) × 241 mm (奥行き) × 190 mm (高さ)
質量	3.76 kg
測定項目	SARS-CoV-2 & Flu A/B
測定時間	約20分
検体種	鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
必要検体量	200μL

■ POCT製品一覧

	統一商品コード	製品名	承認・認証番号等	包装	希望販売価格
コバス b 101 プラス	518-506025	コバス b 101 プラス	13B1X00201000060	1台	498,000円
	518-507817	コバス b 101用 HbA1c測定試薬ディスク	13A2X00206000143	10テスト	4,900円
	518-507824	コバス b 101用 脂質測定試薬ディスク	13A2X00206000144	10テスト	5,500円
	518-506162	コバス b 101用 CRP測定試薬ディスク	13E1X80206000162	10テスト	4,800円
コバス h 232 プラス	518-508067	コバス h 232 プラス	13B1X00201000070	1台	400,000円
	518-508074	コバス h 232 プラス Scanner version	13B1X00201000070	1台	450,000円
	518-507985	カーディアック試薬 トロポニンT プラス	21300AMY00270000	10テスト	13,000円
	518-507275	カーディアック試薬 CK-MB	220AAAMX00132000	10テスト	11,000円
	518-506926	カーディアック試薬 NT-proBNP	21900AMX01801000	10テスト	14,000円
	518-507015	カーディアック試薬 D-ダイマー	21400AMY00216000	10テスト	14,000円
コバス pulse	518-250805	コバス pulse	13B1X00201000090	1台/箱	300,000円
	518-250836	コバス GLU ストリップ	13E1X8020600211	1箱 50枚×2組	6,500円
*コバス pulseと組み合わせて使用するPOCT対応機器一元データ管理システム「コバス infinity POC solution」の詳細は別途お問合せください。					
コバス Liat	518-497583	コバス Liat	13B1X00201000067	1式	2,900,000円
	518-400231	コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B	30300EZ00025000	20テスト	112,000円
	518-400248	コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B コントロールキット	*試薬ロット毎にコントロールの測定が必要です。	3テスト	38,000円
トロポニン定性検査キット	518-501525	トロップT センシティブ	20900AMY00205000	5枚	4,250円
尿試験紙	518-633400	Combur テスト 10UX-II	16100AMY00295000	100枚	9,000円
	518-633394	Combur テスト 7UX-II	305AEZX00058000	100枚	7,000円
	518-633387	Combur テスト 6-II		100枚	6,500円
	518-501976	Combur テスト 5L	16100AMY00295000	50枚	3,500円
	518-501716	Combur テスト 5UX		100枚	5,500円
	518-502065	Combur テスト 4		50枚	2,500円
	518-633363	Combur テスト3-II	16100AMY00295000	50枚	1,300円
			305AEZX00058000		
	518-501907	Combur テスト GPS	16100AMY00295000	50枚	2,200円
	518-501129	Combur テスト LN		50枚	2,500円
	518-440398	コバス MAU II	20700AMY00179000	30枚	19,000円
SARS-CoV-2 関連定性検査キット	518-508487	SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(鼻咽喉頭スワブ入り)	30300EZ00011000	25テスト	21,000円
	518-251161	SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(鼻腔スワブ入りJ)		25テスト	21,250円
	518-509118	SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストII (5テスト)	30500EZ00001000	5テスト	4,250円
	518-509071	SARS-CoV-2 & Flu A/B ラピッド抗原テスト	30400EZ000065000	25テスト	30,000円
コアグチェックシリーズ	*詳細は積水メディカル株式会社または日本光電工業株式会社にお問合せください。				



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
<https://www.roche-diagnostics.jp> ☎0120-600-152

※コアグチェックシリーズに関しては、積水メディカル株式会社コールセンター 0120-921-207
 または日本光電工業株式会社コールセンター 0120-360-960までお問合せください。