

製品名 : コアグチェック ProII



主な製品特徴

- 小型・軽量で、迅速・簡単に検査可能。
- カラータッチパネルと画面表示により、操作をサポート。
- データ通信と強化されたデータ容量。

測定項目一覧

- プロトロンビン時間 (PT-INR)

製品仕様一覧

測定原理	電流によるトロンビン活性測定
測定範囲	時間: 9.6-96秒 INR: 0.8-8.0 活性: 5-120%
測定時間	正常血漿: 12秒
検体量	8μL
使用検体	毛細血管全血、静脈全血、動脈
使用環境	温度: 12-32℃ 湿度: 10-85% (結露しないこと) 標高: 4,300m以下
メモリー	測定結果: 2,000件 QC: 500件 コードチップ: 120件 患者ID: 4,000件 使用者ID: 5,000件
インターフェース	TFTカラータッチパネル
電源	入力: AC 100-240V、50/60Hz、400-200mA 出力: DC 12V/1,500mA
外形寸法	97mm(幅) x 187mm(奥行き) x 43mm(高さ)
重量	280g
製造販売届出番号	13B1X00201000066