

製品名 : コアグチェック XS



### 主な製品特徴

- 小型・軽量なので、持ち運びに便利。
- 指先全血8 $\mu$ Lで、簡単に検査可能。
- 約1分の手技で、結果を得ることができます。

### 測定項目一覧

- プロトロンビン時間 (PT-INR)

### 製品仕様一覧

測定原理	電流によるトロンビン活性測定
測定範囲	時間: 9.6-96秒 INR: 0.8-8.0 活性: 5-120%
測定時間	正常血漿: 12秒
検体量	8 $\mu$ L
使用検体	毛細血管全血、静脈全血
使用環境	温度: 12-32 $^{\circ}$ C 湿度: 10-85% (結露しないこと) 標高: 4,300m以下
メモリー	300件
インターフェース	LCDディスプレイ
電源	単4電池 4本
外形寸法	78mm(幅) x 138mm(奥行き) x 28mm(高さ)
重量	127g (電池を含まない)
製造販売届出番号	13B1X00201000038